


医療関係者用



- ① 卵 巣 ホルモンの定性的、定量的評価のための臨床検査
- ② 卵 管 卵管疎通性の評価*
- ③ 子 宮 腔 内膜および形状の評価*
- ④ 子宮頸部 状態の確認

* 卵胞期早期に実施

フェムビューを用いた
超音波子宮卵管撮影の利点

- 既存の超音波装置を用いて検査可能
- クリニックでの卵管評価が可能
- 検査は通常15分以内に終了
- 超音波画像のため、放射線被曝がなく、X線ヨード造影剤も必要としない